



Enjoy Mobility

FIN CUPS

S Y S T E M

DOUBLE MOBILITY

INFO PRODOTTO

FIN CUPS

S Y S T E M
DOUBLE MOBILITY

INSERTO DOPPIA MOBILITÀ

Il concetto di doppia mobilità con FIN CUPS SYSTEM, indicato nei casi con elevato rischio di lussazione oppure in caso di necessità di revisione dell'inserto in un cotile ben osteointegrato, consiste nell'utilizzo di un inserto in lega di Cromo Cobalto (CrCoMo) lucidato a specchio, che si articola con un inserto di grande diametro in polietilene (XLPE - Polietilene X-link, o XLPE + Vitamina E).

Le teste femorali da 28mm o 22.2mm si articolano con l'inserto mobile in polietilene, per creare la seconda articolazione.

TESTE FEMORALI

Materiali: CrCo, Ceramica e Acciaio inossidabile

Diametri: 22,2mm (CrCo) e 28mm (CrCo, Ceramica e Acciaio Inossidabile)

INSERTO DOPPIA MOBILITÀ

Disponibile in:

- Polietilene reticolato XLPE
- Polietilene reticolato XLPE + Vitamina E

Compatibile con le taglie FIN CUPS SYSTEM: 48÷72mm



Taglie FIN CUPS SYSTEM	INSERTO CrCo	INSERTO CrCo + TiNbN	INSERTO XLPE	INSERTO XLPE + Vit E	Accoppiare con TESTA FEMORALE
48mm	110367748	-	110367948	110368148	22.2mm
50mm					
52mm	110367752	110367752A	110367952	110368152	28mm
54mm					
56mm	110367756	110367756A	110367956	110368156	28mm
58mm					
60mm	110367760	110367760A	110367960	110368160	28mm
62mm					
64mm					
66mm					
68mm					
70mm					
72mm					



INSERTO IN CrCo

- Disponibile con o senza rivestimento allergy (nitruro di titanio e niobio TiNbN)
- Dotato di una spalletta per l'estrazione
- Compatibile con tutti i cotili FIN CUPS SYSTEM, taglie 48÷72mm. Accoppiamento conico.
- Finitura a specchio sulla superficie interna per ridurre l'usura del polietilene

Sito Web

Usa il QR-Code per visitare il sito del Gruppo Bioimpianti



IFU

Utilizzare il QR-Code per visualizzare le informazioni complete sul prodotto, comprese le istruzioni per l'uso, le indicazioni e le controindicazioni, le precauzioni e le avvertenze



Tecnica operatoria

Usa il QR-Code per visualizzare la tecnica operatoria Fin Cups System



Kit Direct Anterior Approach

Utilizzare il codice QR per visualizzare le informazioni complete sul kit Direct Anterior Approach



Questo documento è destinato esclusivamente a professionisti sanitari, in particolar modo a medici e chirurghi.

Questo documento non sostituisce un consulto medico, non fornisce raccomandazioni mediche, né dispensa alcuna diagnosi o terapia medica.

Le informazioni e le tecniche contenute in questo documento sono state redatte da un team di esperti medici e specialisti di GRUPPO BIOIMPIANTI; tuttavia, GRUPPO BIOIMPIANTI esclude ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni fornite.

Per ogni tipo di informazione o chiarimento su quanto riportato o altro si raccomanda di contattare GRUPPO BIOIMPIANTI



Enjoy Mobility

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.

Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy

Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393

info@bioimpianti.it

bioimpianti.it